CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax Tel: +33-(0)-4-74-51-77-51 CHIMIE-PLUS Laboratoires

Fax:+33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr contact@chimieplus.fr

SIRET: 338 502 941 00044 / NAF: 2059Z / N° TVA: FR24 338 502 941

TEST RAPIDE MOLYBDENE

Ref: 91325

Bandelettes test semi-quantitatives pour la détermination du molybdène Idéal pour l'analyse rapide et facile du molybdène directement sur place. Aucun entretien ou étalonnage n'est requis.

Plateforme Languettes test semi-quantitatives

Paramètre Molybdène Marque QUANTOFIX

Graduation Molybdène - 0 • 5 • 20 • 50 • 100 • 250 mg/L Mo⁶⁺

Changement de couleur Molybdène - blanc → vert

Evaluation sur réflectomètre

Méthode Molybdène - Dithiol

Réactif supplémentaire

Oui

Température de stockage

4–30 °C

Stabilité (à partir de la production)

2,5 Ans

Contenu Tube de 100 languettes, réactifs complémentaires et instruct

Non

Substances dangereuses

Oui