

SUEUR SYNTHETIQUE pH 4,7

Ref : 56377

Densité : 1,027

Pour 1 L :

- 20 g NaCl
- 17,5 g NH₄Cl
- 5 g Urée 99,5 %
- 2,5 g CH₃COOH 99 %
- 15 g Acide lactique 90 %
- 15 g NaOH 10 N ou 4,5 g NaOH 99 %
- QSP 1 L avec H₂O

Ajuster le pH à 4,7 avec NaOH 1 N (environ 30 g /L)