

FICHE TECHNIQUE

Solution d'étalonnage pour alcool neutre 96 %

Réf : 60137

Pour 100 litres :

- 2,0-2,2 g Acetaldehyde
- 2,0-2,2 g Acetate d'ethyl
- 2,0-2,2 g Acetal
- 2,0-2,2 g Méthanol
- 2,0-2,2 g Butanol-2
- 2,0-2,2 g Propanol-1
- 2,0-2,2 g Methyl-2 propanol
- 2,0-2,2 g Propenol (Alkyl alcool)
- 2,0-2,2 g Butanol-1
- 0,5-0,6 g Methyl-2-butanol-1
- 1,0-1,5 g Methyl-3-butanol-1
- QSP 100 litres avec EtOH 96 %